

# OTTO Dosier-Pistole X7

X7

## Eigenschaften

- ▶ Hochwertige Profi-Pistole, komplett antihaftbeschichtet
- ▶ Langlebig mit optimiertem Dosenadapter
- ▶ Dosierpistole zur Verarbeitung von 1K-Dosierschaum  
OTTOPUR OP 910,  
OTTOPUR OP 915,  
OTTOPUR OP 950,  
OTTOPUR OP 960
- ▶ Leichte und präzise Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion
- ▶ Gummierter Griff und Abzug
- ▶ Inklusive  
2 Röhrchen für Dosierpistole, Länge: 200 mm;  
2 Spitzen  $\varnothing = 4$  mm für Dosierpistole, Länge: 48 mm;  
2 Feindüsen  $\varnothing = 4$  mm für Dosierpistole, Länge: 100 mm
- ▶ Kein Ersatzteilservice



## Technische Daten

|             |      |
|-------------|------|
| Länge [mm]  | ~330 |
| Breite [mm] | ~50  |
| Höhe [mm]   | ~200 |
| Gewicht [g] | ~330 |

## Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung

Es muss immer eine zumindest noch teilweise gefüllte Dose montiert sein, damit der PU-Schaum in der Dosierpistole unter Druck steht. Stellschraube nach Gebrauch schließen.

Wenn die Dosierpistole außer Betrieb gesetzt wird, muss sie sofort nach dem Abschrauben mit OTTOPUR Cleaner gereinigt werden. Durch die regelmäßige Anwendung wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert.

Ausgehärtete Schaumreste können nur noch mechanisch entfernt werden.

Dose niemals mit Gewalt losreißen.

## Lieferform

| Bestelleinheit (BE) | Bestellcode |
|---------------------|-------------|
| 1 Stück             | X7          |

### Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.de

### 🔧 Anwendungsberatung

☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de

**DICHTEN & KLEBEN**