# **OTTO Dosier-Pistole BASIC**

**BASIC** 

## Eigenschaften

- Stabile Kunststoff-Pistole mit Metallrohr und Dosierspitze aus Messing
- Dosierpistole zur Verarbeitung von 1K-Dosierschaum OTTOPUR OP 910, OTTOPUR OP 915, OTTOPUR OP 950,
- > Ergonomisch gummierter Handgriff für besseren Halt
- > Große Stellschraube für leichtes Dosieren
- Inklusive
  - 2 Röhrchen für Dosierpistole, Länge: 200 mm;
  - 2 Spitzen  $\emptyset$  = 4 mm für Dosierpistole, Länge: 48 mm;
- > Kein Ersatzteilservice

OTTOPUR OP 960





#### **Technische Daten**

Länge [mm]	~ 340	
Breite [mm]	~ 48	
Höhe [mm]	~ 165	
Gewicht [g]	~ 240	

#### **Besondere Hinweise**

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung

Es muss immer eine zumindest noch teilweise gefüllte Dose montiert sein, damit der PU-Schaum in der Dosierpistole unter Druck steht. Stellschraube nach Gebrauch schließen.

Wenn die Dosierpistole außer Betrieb gesetzt wird, muss sie sofort nach dem Abschrauben mit OTTOPUR Cleaner gereinigt werden. Durch die regelmäßige Anwendung wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert.

Ausgehärtete Schaumreste können nur noch mechanisch entfernt werden.

Dose niemals mit Gewalt losreißen.

### Lieferform

Bestelleinheit (BE)	Bestellcode
1 Stück	BASIC



